



ивверх

СВОБОДА
РЕШЕНИЙ



**Катетеры
внутривенные**

Harsoria ™

Катетеры внутривенные Healfloп с инъекционным клапаном



1. Установка венозного катетера

Прозрачный павильон иглы для быстрой и безболезненной венепункции

2. Разъём иглы

Специально разработанный фиксатор для большого пальца позволяет предотвратить любую шаткость во время введения иглы

3. Катетер

- Изготовлен из устойчивого к перегибам и биосовместимого ПТФЭ (по специальному запросу может быть поставлен катетер FER/PU) с чрезвычайно гладкой внутривенной и внешней поверхностью для обеспечения легкой венепункции с минимальной травмой
- Мягко суженный кончик катетера выравнивается со скосом иглы, обеспечивая плавный переход от иглы к катетеру
- Также доступен катетер с радиооптической линией

4. Игла

Силиконизированная шлифованная игла из нержавеющей стали для плавной и безболезненной венепункции

Революционно новая технология разработки наконечника катетера

- Сила, необходимая для более точного прокола
- Самая низкая вероятность повреждения наконечника, несмотря на многократное прокалывание


ТЕФЛОН

Артикул	Размер	Цветовая кодировка	Диаметр	Длина
01140210IR	14 G	Оранжевый	2,1	45
01160210IR	16 G	Серый	1,8	45
01170210IR	17 G	Белый	1,5	45
01180210IR	18 G	Зеленый	1,3	45
01200210IR	20 G	Розовый	1,1	33
01220210IR	22 G	Синий	0,9	25
01240210IR	24 G	Желтый	0,7	19
01260210IR	26 G	Фиолетовый	0,6	19

ПОЛИУРЕТАН

Артикул	Размер	Цветовая кодировка	Диаметр	Длина
01160310IR	16 G	Серый	1,8	45
01180310IR	18 G	Зеленый	1,3	45
01200310IR	20 G	Розовый	1,1	33
01220310IR	22 G	Синий	0,9	25
01240310IR	24 G	Желтый	0,7	19
01260310IR	26 G	Фиолетовый	0,6	19


Катетеры внутривенные полиуретановые Healflon Safety с инъекционным клапаном и защитой от укола



1. Павильон иглы
2. Самоактивирующийся предохранительный колпачок
3. Фиксатор для пальца
4. Порт для инъекций с колпачком с цветным кодированием порта
5. Трубка катетера (Материал катетера - PTFE, FEP и PUR)
6. Игла
 - Мягко суженный кончик катетера выравнивается со скосом иглы, обеспечивая плавный переход от иглы к катетеру
 - Силиконизированная шлифованная игла из нержавеющей стали для плавной и безболезненной

Новая конструкция пассивной безопасности

- Защитная функция для предотвращения протыкания иглой
- Не требуется дополнительного обучения пользователя
- Безопасное и эффективное использование



1. Кончик иглы полностью закрыт пластиковым защитным колпачком с металлической клипсой

- Пассивная, отказоустойчивая работа

Артикул	Размер	Цветовая кодировка	Диаметр	Длина
09162720IU	16 G	Серый	1,8	45
09182720IU	18 G	Зеленый	1,3	45
09202720IU	20 G	Розовый	1,1	33
09222720IU	22 G	Синий	0,9	25
09242720IU	24 G	Желтый	0,7	19

ООО «Ивверх»

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44
Бизнес-центр «Альтеза»

8 (495) 118-32-22

info@ivverh.ru



ивверх

СВОБОДА
РЕШЕНИЙ